

# USBメモリ等を使う楽チェックの引っ越しの説明

## (旧バージョンからの引っ越し)

### はじめに


以下、旧バージョンを使用中でUSBメモリを使った最新版の楽チェックにバージョンし、かつ新PCへの引っ越しに関する説明です。

### 1. 新PCへのインストール

新しいパソコンに楽チェックをインストールします。新しいパソコンの処理は取りあえずここまで。このとき、旧PCがバージョン6.0以前のCDであれば別途最新バージョンのCDが必要となりますので、当社までお問い合わせください。


### 2. 必要な容量のチェック

古いパソコンで「スタート」→「マイコンピュータ」→「カレントドライブ」(または「ローカルディスク」)→「Program Files」→「楽チェック21」のフォルダを右クリックしてプロパティを選択します




### 3. プロパティの確認

そうすると下記のウィンドウが表示されますので、「サイズ」を確認してください。USBメモリの容量以内である必要があります。



### 4. コピーの実行

以下、1個のUSBに収まるとして、説明します。古いパソコンで「スタート」→「マイコンピュータ」→「カレントドライブ」(または「ローカルディスク」)→「Program Files」→「楽チェック21」のフォルダを右クリックして「送る(N)」→「リムーバルディスク」を選択します。



### 5. コピー結果の確認

コピーが終了後は必ず、全ファイル及びフォルダが全てコピーできたか確認してください。

### 6. 独自ファイルの退避

USBの「楽チェック21」のフォルダの中のgenponフォルダの中の独自ファイルをどこか適当なところにコピーしておきます。

### 7. 不要なファイルの削除

バックアップしたUSBメモリの「楽チェック21」のフォルダの中の次の2個のファイルを削除してください。

Macro2.xls


Macro.xls

また、「genpon」フォルダも削除します。

## 8. 新 PC への移動

新しいほうのパソコンで、「マイコンピュータ」→「C: (または D: ドライブ)」→「yamak」→「楽チェック」を選択します。

また、USB メモリの「楽チェック 2 1」のフォルダの中のすべてのファイルを選択して、コピーして、上記の「楽チェック」フォルダの中に上書きコピーします。このとき、フォルダの上書き確認の警告メッセージが出ますので、「はい (Y)」を押してください。上書きコピーが開始されます。



## 9. 独自ファイルの移動

コピーしておいた独自ファイルを新しい PC の「マイコンピュータ」→「C: (または D: ドライブ)」→「yamak」→「楽チェック」→genpon の中にコピーする。

## 10. 確認

下記の通り完全にコピーされているかどうか確認してください。(注.sokuteikiki\_bak.xls はない場合もあります。)



## 11. ライセンス・キーの入力

デスクトップ上の楽チェックのアイコンをダブルクリックすると、ライセンスキー入力の画面が表示されるので、下記のヤマックのサポートに電話、メールで番号を伝え、提示されたライセンス・キーを入力します。従来のデータベース画面が表示されればこれで完了です。

## 12. 問い合わせ先

電話番号は042-531-2904です。